

DISTÁLNÍ SCALERY

Jsou určeny pro supragingivální ošetření. Dvě řezné strany s vybroušenou špičkou směřují ostrím kolmo k terminálnímu dříku.



R120 Montana 4-5

Adaptuje se ve stejném úhlu jako scaler 204S, je více pevný a s prodlouženým dosahem pro odstranění tvrdého zubního kamene.



R125 J34-35

Miniaturní rovný „jaquette“ scaler pro scalling interproximálně a distálně.



R129 Cattoni 107-108

Scaler s dlouhým ostřím a dříkem, výborný pro použití na odolný zubní kámen.



R134 Micro Sickle Scaler

Nástroj je vybroušený podobně jako 204SD. Micro scaler je určen pro distální úsek a do těžko přístupných míst, díky jemnému a protáhlému dříku s malou pracovní špičkou.



R135 204S

Univerzální scaler do distální části pro odstranění supragingiválního kamene. Je zpětně tvarován, a tudíž umožňuje lepší přístup do mezizubního prostoru.



R136 204SD

Mini scaler určen k odstraňování supragingiválního mezizubního kamene. Nástroj je podobný jako 204S, ale s menším zpětným tvarováním.



R138R MONTANA JACK RIGID

Klasický scaler Montana Jack pouze s převráceným (otočeným) ostřím k odstranění zubního kamene a cementu.



R142 220

Scaler podobný tvarem 204S, ale v převráceném úhlu a s prodlouženou špičkou. Skvělý pro odstranění silných deposit v zadní části zubního oblouku.



R098 23

Vysoce přizpůsobivý scaler, který je vhodný pro práci kolem celého zubu. Můžete s ním pracovat na stoličkách, premolárech i řezácích. Velmi oblíbený!

ALOHA CODING RINGS & TUBES

PDT barevné kroužky a trubičky pro snadnou identifikaci nástrojů a kazet.

