

# O'HEHIR KYRETY

Velmi ostrá kyreta směrem k povrchu zubů, ale velmi jemná k dásním.

- Velmi jemné lžičkovité ostří s řezným efektem až 270 stupňů.
- Můžete přiložit a následně táhnout v jakémkoliv směru.
- Trojrozměrný root planning a scaling.
- Lžičkovitý tvar umožňuje dosáhnout i do míst, kam se běžnou kyretou nelze dostat.
- Perfektní pro prohlubně na kořenech zubů, furkace a při nerovnosti kořenů.
- Navrženo pro velmi efektivní přístup.
- Žádná poranění měkkých tkání.




## FRONTÁLNÍ



R160 H5-O'Hehir 2  
Klasický zahnutý scaler kombinovaný s O'Hehir kyretou.



R150 O'Hehir 1-2  
Frontální lžičkovitá kyreta.



R151 O'Hehir 1-2 Extra Reach  
Frontální lžičkovitá kyreta s prodlouženým dříkem.  
Vhodná pro odstranění pigmentací z linguální strany.

## DISTÁLNÍ



R158 O'Hehir 17-18  
Distální O'Hehir kyreta s větším zpětným tvarováním.

## MEZIÁLNÍ



R159 O'Hehir 19-20  
Meziální O'Hehir kyreta s ještě větším zpětným tvarováním pro lepší přístup do distálního úseku.

## UNIVERSÁLNÍ



R153 O'Hehir 9-10  
Univerzální O'Hehir kyreta pro bukální a linguální povrchy.

## BUKO-LINGUÁLNÍ / MEZIO-DISTÁLNÍ



R152 O'Hehir 7-8  
Univerzální lžičkovitá kyreta pro meziální a distální povrchy.