



## SYSTEM NA OSTŘENÍ NÁSTROJŮ

Nejrychlejší, nejsnazší a nejpřesnější cesta jak naostřit vaše nástroje.

T061 Diamond Head Stone

Keramický kámen pro běžnou údržbu ostří nástroje (A)

T062 Transformation Stone

Transformační kámen pro znovuobnovení ostří nástroje (B)

T065 PDT Gleason Guide

Šablona pro přesné naostření nástroje (C)

T066 Ultimate Edge Sharpening Kit

Obsahuje Gleason Guide (šablonu) & keramický kámen (Diamond Head Stone) (A & C)

T067 Ultimate Edge Transformation Kit

Obsahuje Gleason Guide (šablonu), Diamond Head Stone & Transformation Stone (A, B & C)

Není třeba použití oleje nebo vody

Plně autoklávovatelný



## SPRÁVNÉ POUŽITÍ GLEASON GUIDE ŠABLONY



1. Přiložte nástroj do STOP pozice



2. Položte terminální dřík na zkosení



3. Jednoduše pohybujte ostřím ze strany na stranu