

# SONDY



R195 Probe 12  
(3-6-9-12 mm)



R196 Sonda OW  
(1-2-3-5-7-8-9-10 mm)  
Sonda AKA Williams



R197 Sonda WHO  
(3½-5½-8½-11½ mm)  
Sonda AKA BPE



R198 Sonda UNC15  
(1 až 15 po 1 mm)



R199 Sonda UNC12  
(1 až 12 po 1 mm)



R210 Sonda UNC12-WHO



R207 Baylorova sonda  
(3-6-9-12 mm)




R205 Furkační Nabersova sonda 2  
(3-6-9-12 mm)



R206 Goldman-Foxova sonda OW  
(3-6-9-12 mm)



R215 Furkační sonda UNC12 - ACE™  
Moderní sonda se značkami 3-6-9-12 mm na furkačním konci a se značkami 1 až 12 mm na konci s rovnou sondou.



R216 Furkační sonda PR12S - ACE™  
Furkační sonda je rovnější a delší, takže s ní lze vyšetřit i ty nejkomplicovanější furkace. Oba konce sondy jsou opatřeny značkami 3-6-9-12 mm.



R200 UNC 15 - WHO  
Toto je speciální položka katalogu, která je čím dál žádanější. Na jednom konci je sonda se značkami 1 až 15 po 1 mm, na druhém konci je sonda typu WHO. Rovněž dodáváme sondu UNC15 - CPITN.

# ZRCÁTKA

Zrcátko s kuželovým dříkem, potaženým rhodiem



T051 Zrcátko #4 (7/8")  
T050 Zrcátko #5 (15/16")

R245 Rukojeť pro zrcátka PDT  
R248 Rukojeť pro evropská zrcátka

# EXPLORERY



R166 Explorer 5



R167 Explorer 11-12



R168 Explorer 2



R169 Explorer 11-12 ER



R170 Explorer Montana

Má typické opačné zahnutí jako explorer Montana Jack. Toto zahnutí je perfektní pro diagnostiku.



R183 Explorer 23

# EXPLORER / SONDA



R223 Explorer 23 / sonda 12



R224 Explorer 23 / sonda OW



R225 Explorer 23 / sonda WHO



R226 Explorer 23 / sonda UNC15

# SCALERY – DLÁTKA



R121 MacFarlanův scaler 0-1

Oboustranné dlátko s jemným a tenkým ostrím k odstraňování silných povlaků.



R122 MacFarlanův scaler 2-3

Na jednom konci je dlátko, na druhém konci je scaler Jacquette.

# SCALERY – MOTYČKY



R148 MacFarlanův scaler 6-7

Oba konce jsou opatřeny mezio-distální motyčkou s potaženým ostrím.



R149 MacFarlanův scaler 8-9

Oba konce jsou opatřeny buko-linguální motyčkou s potaženým ostrím.