

TITANOVÉ NÁSTROJE FIRMY PDT




MONTANA JACK® TITANIUM




Doplňte si svůj set na údržbu implantátů o zcela nový nástroj Montana Jack® Titanium!

- Využijte všechny přednosti nástroje Montana Jack® nyní i v provedení z titanu
- Ostří vyrobeno z medical grade titanu
- Nepoškozuje povrch implantátu a lze ho ostřit
- Nástroj má tupou špičku pro dodatečnou ochranu povrchu implantátu


Mikroskopický pohled na implantát před a po použití scaleru PDT Ti Wingrove™, konkurenčního Ti scaleru a plastového scaleru (Fotografie s laskavým svolením DJ. J. Drive, UM Oddělení biologických věd 2010)



povrch implantátu
Sybron, SEM kontrolní
snímek



povrch implantátu po
použití scaleru PDT Ti
Wingrove™



povrch implantátu po
použití konkurenčního Ti
scaleru



zbytky plastu na
povrchu implantátu
po použití plastového
scaleru

UNIVERZÁLNÍ TITANOVÉ IMPLANTOLOGICKÉ SCALERY


Nezanechávají vrypy ani neodstraněný povlak. Jsou to jediné scalery určené na zubní implantáty a nikoliv na zuby.



R661 – Barnhartův titanový scaler 5-6
Ideální na implantáty se širokou bází v distálním úseku.



R680 – Langerův titanový scaler 3-4
Zvláště vhodný pro implantáty s úzkou bází v distálním úseku, vysoké můstky a cementované náhrady nesené implantáty.




R693 – Titanový miniscaler NEB128-L5
Vhodné pro ošetření třmenů, o-ring attachmentů a lokátor abutmentů.

GRACEY MICRO MINI TITANOVÉ SCALERY

Nezanechávají vrypy ani neodstraněný povlak.
Vhodné na mini-implantáty a do míst, kam se větší ostří nedostane.



R694 – Gracey titanový scaler 1-2 ERMM
Micro Mini verze Gracey scaleru 1-2, výborná pro všechny prostory ve frontálním úseku, kde typ R693 Neb-L5 mini není dostatečně malý.



R695 – Gracey titanový scaler 11-12 ERMM
Micro Mini verze Graceyho scaleru 11-12, vhodná pro meziální implantáty zadních zubů, kde běžné typy scalerů R680 Wingrove Langer 3-4 a R661 B5-6 jsou příliš veliké.



R696 – Gracey titanový scaler 13-14 ERMM
Micro Mini verze Graceyho scaleru 11-12, vhodná pro distální implantáty zadních zubů, kde běžné typy scalerů R680 Wingrove Langer 3-4 a R661 B5-6 jsou příliš veliké.

SONDY EASYVIEW

Lepší čitelnost značek • Vyšší hmatová citlivost • Větší pohodlí



T212 (3-6-9-12 mm)



T214 (3-5-7-10 mm)



T216 (1 to 12 mm)