

UNIVERZÁLNÍ KYRETY

- Jsou vhodné na všechny plošky zubů v celé ústní dutině.
- Na obou koncích kyrety jsou navzájem rovnoběžná dvojité ostří.
- Hrana ostří je kolmá k dřívku.

LANGEROVY KYRETY




R079 Langerova kyreta 1-2
Určena na dolní moláry a premoláry.



R082 Langerova minikyreta 1-2
Určena na dolní moláry a premoláry.



R080 Langerova kyreta 3-4
Určena na horní moláry a premoláry.



R083 Langerova minikyreta 3-4
Určena na horní moláry a premoláry.




R081 Langerova kyreta 5-6
Univerzální kyreta s dvěma ostřími
a zaoblenou patkou na přední zuby.



R084 Langerova minikyreta 5-6
Univerzální minikyrety na přední zuby s úzkými
choboty.



R087 Langerova kyreta 17-18
Je srovnatelná s Graceyho kyretou 17-18 na dolní a horní
zuby, ale má univerzální ostří.
Umožňuje vynikající přístup k molárům.



R088 Langerova minikyreta 17-18
Je shodná s Langerovou kyretou 17-18,
ale má zmenšené patky.



R089 Scaler/Minikyreta
Úsporná univerzální Langerova kyreta 5 s důmyslným
vytvarováním pro přední zuby. Na jednom konci má
ostří normální velikosti, na druhém konci pak malé
ostří pro hluboké a úzké choboty.

BARNHARTOVY KYRETY



R060 Barnhartova kyreta 1-2

Tenká univerzální kyreta s prodlouženým koncem dříku.



R061 Barnhartova kyreta 5-6

Má delší konec dříku než kyrety Columbia 13-14, ale kratší než Barnhartovy kyrety 1-2.

KYRETY COLUMBIA



R066 Kyreta Columbia 2L-2R

Tužší univerzální kyreta na moláry, nyní se používá univerzálně.



R067 Kyreta Columbia 4L-4R

Tato kyreta na moláry má kratší dřík než kyrety Columbia 2L-2R.



R064 Kyreta Columbia 13 -14

Univerzální kyreta Columbia s dvojitým ostřím a zaoblenou patkou na všechny zubní plošky.

KYRETY McCALL



R069 Kyreta McCall 13-14

Univerzální kyreta McCall s dvojitým ostřím a zaoblenou patkou. Zvláště vhodné na premoláry.



R070 Kyreta McCall 13S-14S

Univerzální kyreta McCall s dvojitým ostřím a zalomenou patkou. Zvláště vhodné do mezizubních prostorů.



R071 Kyreta McCall 17-18

Univerzální kyreta McCall s delším zakřivením, dvojitým ostřím a se zaoblenou patkou. Má delší ostří než kyreta Younger Good 7-8 a je zvláště vhodná na moláry.



R072 Kyreta McCall 17S-18S

Zúžená verze kyrety McCall 17-18.

SPECIÁLNÍ KYRETY



R076 Kyreta Rule 3-4

Velmi rovná, se zaoblenou patkou a malým úhlem čela.



R077 Kyrety Younger Good 7-8

Tato pěkně zakřivená univerzální kyreta má podobný vzhled jako kyrety McCall 17S -18S, ale je kratší.



R099 23A

Pro subgingivální ošetření bukálních i linguálních ploch ve všech kvadrantech ústní dutiny.