

Eclipse-ti
velikost: Regular, Petite



Classic Q877
velikost: 54, 56



Revival Q879
velikost: 51, 53



Barvy
brýlových
obrub
k dispozici pro všechny
typy brýlí



Uppov'ě brýle



CRESCO PRAHA — Tel/fax: +420 284 821 078 / Mobil: +420 603 437 629
e-mail: info@crescopraha.cz / www.crescopraha.cz / www.q-optics.com

Q-Optics



Q-optics TTL lupové brýle

Q-Optics Through-The-Lens (TTL) lupové brýle jsou přesně přizpůsobeny konkrétním vlastnostem každého uživatele.

Speciální digitální měřicí systém True-Fit® posouvá individualizaci

při výrobě těchto lupových brýlí na další, vyšší úroveň a přináší zcela novou kvalitu měřených funkcí pro optimální umístění lupových tubusů.

Pracovní vzdálenosti jsou nastaveny tak, že každá lupa odpovídá normální pracovní poloze uživatele, aniž by se uživatel musel přizpůsobit ohniskové vzdálenosti.

- odolné obroučky vyrobené z titanu
- speciální úprava proti poškrábání lupových tubusů
- voděodolné
- ochranná vrstva proti zamlžování
- nízká váha
- individuální provedení pomocí True-Fit® technologie

Základní typy TTL lupových brýlí Q-Optics

(F2.5x, M3.0x, M3.5x)

zvětšení	model	zobrazované pole	váha
2.5x	F2.5TTL	7 – 10 cm	43.0 g
3.0x	M3.0TTL	5 – 8 cm	36.0 g
3.5x	M3.5TTL	3 – 4 cm	36.0 g



Q-optics Flip-Up lupové brýle

Veškeré Q-Optics Flip-Up lupové brýle jsou standardně vybaveny exkluzivním E-Hinge™ závěsem pro maximální ergonomické umístění lupových tubusů.

Tradiční flip-style loupes jsou navrženy s dvojitým závěsem, který umísťuje optiku před oko bez ohledu na správnou ergonomickou polohu. Hinge™ závěs je vybaven velmi dlouhou lištou pro vertikální nastavení, která umožňuje, aby byly lupové tubusy umístěny ve správném ergonomickém úhlu a byly nastaveny samostatně pro správnou výšku.

- odolné obroučky vyrobené z titanu
- speciální úprava proti poškrábání lupových tubusů
- ochranná vrstva proti zamlžování
- nízká váha
- E-Hinge™ závěs pro nastavení optimální ergonomie

Základní typy Flip-Up lupových brýlí Q-Optics

(F2.5x, M3.0x, M3.5x)

zvětšení	model	zobrazované pole	váha
2.5x	F2,5	7-10 cm	55 g
3.0x	M3,0	5-8 cm	46 g
3.5x	M3,5	5-8 cm	46 g



Q-optics prizmatické TTL brýle

Použití nejnovějších typů materiálů a konstrukce těchto brýlí vytváří nejlehčí a nejvíce ergonomický design prizmatických lupových brýlí, jaký byl kdy představen.

Optický systém je umístěn v titanovém pouzdru, obal z karbonových vláken extrémně snižuje hmotnost a způsobuje tak pohodlné usazení brýlí i pro nejstrmější ergonomické úhly.

Pevnost a tuhost konstrukce zajišťuje komfort a dlouhou životnost.

- odolné obroučky vyrobené z titanu
- speciální úprava proti poškrábání lupových tubusů
- voděodolné
- ochranná vrstva proti zamlžování
- nízká váha
- individuální provedení pomocí True-Fit® technologie

Základní typy prizmatických TTL lupových brýlí Q-Optics

(P3.5x) (P4.0x) (P4.5x)

zvětšení	model	zobrazované pole	váha
3.5x	P3.5TTL	8 – 10 cm	53.0 g
4.0x	P4.0TTL	7 – 8 cm	54.0 g
4.5x	P4.5TTL	4 – 5 cm	58.0 g



Radiant™ LED Headlight System

- vysoká svítivost
- lithium-iontová baterie
- indikátor stavu baterie
- možnost využití i s jiným typem lupových brýlí
- váha jen 6 g
- životnost LED - 50 000 hodin

